



Fauteuils à pousser *Posture et Elan*

Certifié CERAH



- Inclinaison manuelle ou électrique
- Maintien
- Déplacements

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

Posture



Idéal en intérieur, même dans les espaces exigus.

Inclinaison
assise et dossier
par vérin.

Posture

Maniabilité
exceptionnelle,
4 roues pivotantes
à 360°.

Repose-jambes
automatique.

Repose-pieds ajustable.

Posture Vario

Repose-jambes réglable
indépendamment par vérin à gaz.

Elan



Déplacements aisés en intérieur comme en extérieur.

Inclinaison
assise et dossier
par vérin.

Elan

Roues arrière
12" (Ø 300 mm)
avec freinage
centralisé au pied.

Repose-jambes
automatique.

Roues avant 6"
(Ø 150 mm).

Repose-pieds ajustable.

Elan Vario

Repose-jambes réglable
indépendamment par vérin à gaz.



Posture

Idéal en intérieur, même dans les espaces exigus.

Inclinaison électrique assise et dossier par télécommande.

ALLure

ALLure Vario

Repose-jambes réglable électriquement et indépendamment par télécommande.

Maniabilité exceptionnelle, 4 roues pivotantes à 360°.

Repose-jambes automatique.


Repose-pieds ajustable.

Certificat de conformité délivré par le CERAH selon spécifications techniques des Véhicules Pour Handicapés Physiques : Code LPPR : 4263950 - VHP - Poussette ou fauteuil - Supérieur à 16 ans - Dossier ou siège inclinables.

Les modèles **ALLure** peuvent être autonomes grâce à la batterie rechargeable.

La batterie est fixée de façon invisible sous la coque.

Le câble d'alimentation et le chargeur sont glissés dans une pochette à l'arrière du fauteuil.



Design : 2 revêtements disponibles

CHOCOLAT

Microfibre imperméable chocolat

Aspect cuir chocolat PVC (imperméable, fongicide et bactéricide)



CHOCOLAT/BEIGE

Aspect cuir PVC beige

Aspect cuir PVC chocolat (imperméable, fongicide et bactéricide)



Accessoires



Coussin
Visco-élastique
Classe II



Appui-tête
ergonomique



Coussin
appui-tête



Tablette
latérale



Tablette
ventrale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Tous les modèles
Largeur d'assise		390 / 420 / 450 / 480 / 510 mm
Profondeur d'assise		440 mm
Longueur hors-tout		780 mm
Déclive assise / dossier		26° (± 2°)
Hauteur des accoudoirs		230 mm
Poids du fauteuil		à partir de 28 kg
Poids maxi utilisateur		120 kg

		Posture	Posture Vario	Allure	Allure Vario	Elan	Elan Vario
Hauteur d'assise réglable		450 mm 490 mm 530 mm		490 mm 530 mm		450 mm 490 mm 530 mm	
Largeur hors-tout (sans tablette)		680 mm (T. 39 / 42 / 45)		720 mm (T. 48 / 51)		700 mm (T. 39 / 42 / 45)	720 mm (T. 48 / 51)
Proclive assise/dossier		-3°		-9°		-3°	
Roues		4 x Ø 125 mm				AV : 2 x Ø 150 mm AR : 2 x Ø 300 mm	

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Dimensions ± 10 mm.



Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

