

OBAFIX Poignée de bain



GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: 100 KG


OBAFIX s'installe facilement par serrage sur le côté de la baignoire (d'une épaisseur mini 10 et maxi 18,5 cm). Sa poignée a une hauteur utile de 38 cm, permettant ainsi d'enjamber la baignoire en toute sécurité en servant de point d'appui.

Matériaux : Acier epoxy, polypropylène

Entretien : liquide ménager non abrasif, chiffon doux pour sécher après utilisation

- > Tube acier traité époxy
- > Vis de stabilisation
- > Installation sans outils

Conditionnement :
Carton : 1 - Palette : 12



OBAFIX en situation



Vis de stabilisation

DIMENSIONS

Hauteur totale	50 cm
Profondeur	19,5 cm
Largeur	15,2 cm
Poids	2,96 kg



Boîte couleur

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
550805	Poignée de baignoire Obafix	3701127713268	Néant

