

Barre d'appui Curve sol-plafond



- 815062

- **Se fixe partout dans votre maison**
- **Installation sans perçage**

Cette barre d'appui Curve sol-plafond se fixe partout dans votre maison, sans avoir besoin d'un mur support. Elle se fixe entre le sol et le plafond par vérin d'extension. Elle se démonte en 3 parties et peut être emmenée en voyage facilement.

Dimensions de la partie pivotante : 47 cm. Cette partie pivote et se bloque tous les 45 °. Acier avec peinture résistante à la corrosion.

S'adapte sur les plafonds de hauteur de 2m10 à 3m.
Diamètre de la base sol/plafond : 19 cm

Poids 9 kg.

Poids maximum autorisé 135 kg.