

Bras d'appui relevable sur pied



- 815050

- **Diamètre du tube facile à saisir**

Ce bras d'appui de toilettes s'installe à côté de votre cuvette et vous permet de prendre appui pour vous relever plus facilement. Il est équipé d'un pied de soutien au sol permettant de sécuriser davantage l'appui. L'ensemble est relevable au mur pour faciliter vos mouvements.

Dimensions hors-tout : Prof. 70 x haut. 71/93 cm.

Dimensions platine : 23.1 cm x 10.4 cm -

Poids maximum autorisé 110 kg.