

Cadre de marche articulé



- 826268

- **Déambulation plus fluide : s'articule en suivant vos pas**
- **Hauteur réglable**

Ce [cadre de marche](#) permet une déambulation plus fluide qu'avec un cadre de marche standard, car seul un côté de cadre est à soulever pour déambuler.

Structure aluminium anodisé.

Dimensions : larg. 56 x prof. 47 x haut. 77,5 / 90 cm en 6 positions.

Poids 2,75 kg.

Poids maximum supporté 120 kg.