

Jeu de 4 surélévateurs



- 14 cm - 817040

- 9 cm - 817039

- A disposer sous les pieds de votre chaise ou de votre lit pour augmenter leur hauteur
- Grande résistance

Rehausseurs de lit, il suffit de les disposer sous les pieds de votre chaise ou de votre lit pour augmenter leur hauteur. La partie supérieure est très large pour recevoir la plupart des pieds de meubles et un renforcement central permet d'y positionner une roulette en toute sécurité. Sa conception pied d'éléphant lui permet de résister à un poids de 500kg (le jeu de 4).

Diamètre utile 9 cm.

Base de diamètre 15 cm.

2 hauteurs disponibles : 9 ou 14 cm.

Variantes :

- 14 cm
- 9 cm