

TALONIA VISCO Décharge talonnière




Les protège-talons sont destinés à prévenir les risques d'escarre et améliorer la circulation sanguine.


Réalisée en mousse viscoélastique moulée 86 kg/m^3 , cette talonnière possède une découpe pour éviter tout contact au niveau du talon. Sa housse en polyuréthane est totalement amovible.

- > Protection lavable
- > Adaptée à un grand nombre de morphologie

Conditionnement :
Cartons de regroupement : 2 pc.
Palette : 32 pc.



Mousse visco 86 kg/m^3



Découpe talonnière

DIMENSIONS

Code	Désignation	Dimensions	Poids
680010	TALONIA VISCO décharge talonnière	49 x 23 x 16,5 cm	1,14 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC	
680010	TALONIA VISCO Décharge talonnière	3701127705942	6273839 129,58 €	