


Barrière de lit escamotable Modulo



- **Barrière de lit permettant de sécuriser efficacement une personne dans son lit**
- **Se positionne entre le sommier et le matelas**
- **Facile à escamoter**

Notre barre de lit Modulo permet de sécuriser efficacement une personne dans son lit. Les supports de la barre se positionnent entre le sommier et le matelas. Ils disposent de lanières et de fixations supplémentaires pour l'autre côté du lit.

La barrière s'escamote par simple pression des 2 barres du milieu. Quand vous la repositionnez droite, elle se sécurise à nouveau automatiquement.

Structure en acier et polyéthylène avec poignées mousse. À monter.

Longueur barrière 90 cm, hauteur par rapport au-dessous du matelas 41 cm. Dimensions du cadre sous le matelas : 90 x 40 cm. Lanière de sécurité réglable jusqu'à une largeur de matelas de 170 cm.

- 823085