

Tabouret de douche Oasis



- 812004

- **Tabouret ultra-stable et résistant grâce à sa structure renforcée.**

Le tabouret de douche Oasis permet de s'installer confortablement dans un receveur de douche, même de taille réduite. Le tabouret est muni d'accoudoirs, très pratique pour aider à se relever les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Le siège est amovible pour faciliter son nettoyage. La grande largeur entre les accoudoirs (52 cm) permet l'assise de personnes fortes. Tabouret ultra-stable et résistant grâce à sa structure renforcée.

Dimensions au sol : larg. 48 x prof. 47 cm. Dimensions de l'assise : larg. 42 x prof. 28 cm. Assise réglable en hauteur de 48 à 63 cm.

Poids maximum autorisé 154 kg.