

Tabouret de douche pivotant Santorin



- 812191

- **Assise pivotante à 360° pour pivoter sans effort.**
- **Coussin en mousse souple confortable**

Le tabouret de douche pivotant Santorin permet de prendre une douche confortablement installé. Grâce à son assise pivotante à 360°, vous éviterez les contorsions difficiles. L'assise est souple et rembourrée pour votre confort. Il est également équipé d'un petit plateau pour poser vos produits et les avoir toujours à portée de main.

L'assise pivotante est amovible pour faciliter le nettoyage.

Dimensions hors-tout : Larg. 38 x prof. 38 x haut. 41 à 58 cm.

Dimensions de l'assise : Diamètre 36 cm x haut. 2 cm.

Poids 3 kg.

Poids maximum autorisé 135 kg.